


モノメチル化ヒストンH3-R2 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000265



前書き

アルギニン2位がモノメチル化されたヒストンH3に特異的に結合するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットを含む幅広い種に対して交差反応性を示します。エピゲネティクス研究やクロマチン動態研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-R2 ウサギpAb
備考・別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; モノメチル化ヒストンH3-R2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3のR2周辺のモノメチル化合成ペプチド (NP_003520.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤