


Monomethyl-Histone H3-R26 ウサギ Pab – Q16695/P68431 For Wb, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000389



前書き

ヒストンH3のアルギニン26位のモノメチル化を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体（Q16695/P68431）。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応し、幅広い種での反応性が予測されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H3-R26 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド / ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR26周辺の合成モノメチル化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷バッグ