


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用モノメチル化ヒストンH3-R8 (Q16695/P68431)

ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000404



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適した高品質なモノメチル化ヒストンH3-

R8ウサギポリクローナル抗体。アルギニン8位がモノメチル化されたヒト、マウス、ラットのヒストンH3.1 tおよびH3.1を認識し、分子量は約15 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH3-R8 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; モノメチル化ヒストンH3-R8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3のR8位の合成モノメチル化ペプチド (NP_003520.1)。
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲予測)
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスバッグ