


Monomethyl-Histone H4-K20 ウサギ モノクローナル抗体 (P62805) For Wb, Db, Ihc-P, Elisa

商品番号: CM0000300



前書き

ヒストンH4 (SWISS: P62805)
のモノメチル化リシン20に対するウサギ組換えモノクローナル抗体。WB、DB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、その他種と交差反応性あり。体外診断用研究向け。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H4-K20 ウサギ mAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359/8370
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH4 (NP_003539.1)のK20周辺の合成モノメチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ