


Monomethyl-Histone H4-K20 ウサギ Pab (P62805) – Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用エピジェネティクス研究抗体

商品番号: CM0000356



前書き

MonoMethyl-Histone H4-K20 ウサギ

pAbは、ヒストンH4

(P62805)のリジン20のモノメチル化を検出します。ウサギポリクローナル抗体で、WB、DB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、広範囲な反応性が予測されます。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H4-K20 ウサギ pAb
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H4
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4 (NP_003529.1)のK20周辺の合成モノメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ