


モノメチル化ヒストンH4-K5 ウサギポリクローナル抗体 (P62805) (If/IccおよびElisa用)

商品番号: CM0000285



前書き

ヒストンH4の5番目のリジン（K5）がモノメチル化された部位を標的とするウサギポリクローナル抗体（P62805）。IF/ICCおよびELISAで検証済みであり、幅広い種との反応性を有します。エピジェネティクス研究やIVD（体外診断用医薬品）開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH4-K5 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド、ヒトヒストンH4のK5付近をモノメチル化した合成ペプチド (NP_003529.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質重量	11kDa
配送	アイスバック