


モノメチル化ヒストンH4-R3 ウサギPab (P62805) | If/Icc、Elisa対応抗体

商品番号: CM0000311



前書き

ヒトヒストンH4（SWISS P62805）のアルギニン3モノメチル化に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットをはじめ他の種とも交差反応します。エピゲノム研究やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化ヒストンH4-R3 ウサギpAb
別名	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histone H4-R3
生物種	ヒト
遺伝子名（ヒト）	H4
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4（NP_003529.1）のR3周辺のモノメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
応用用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤