


Monomethyl-Histone H4-R3 ウサギポリクローナル抗体 | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000403



前書き

ヒストンH4 (SWISS P62805) のアルギニン3位のモノメチル化を高特異性で検出するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよび広範囲の種と交差反応性を示します。エピジェネティクス研究およびIVDアッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MonoMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
備考/別名	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
種	ヒト
GeneID (human)	H4
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド ヒストンH4 (NP_003529.1) のR3周辺のモノメチル化合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック