


モノメチル化Nono/P54Nrb (R357/R365) ウサギポリクローナル抗体 (Q15233)、Wb、If/Icc、Elisa用途

商品番号: CM0000368



前書き

ヒトNONO/p54nrb (UniProt Q15233) のR357/R365モノメチル化に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットと交差反応性を示します。スプライシング、パラスペックル、DNA修復、自然免疫におけるNONOの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノメチル化NONO/p54nrb-R357/R365 ウサギpAb
備考/別名	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; モノメチル化NONO/p54nrb-R357/R365
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4841
GeneID	4841
免疫原	合成ペプチド ヒトNONO/p54nrb (Q15233) のR357およびR365周辺のモノメチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15233
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤