

Monomethyl-Uhrf1-K385 ウサギ Pab (Q96T88) - エピジェネティクス抗体 (Wb、Db、Elisa用)

商品番号: CM0000232



前書き

K385 (Q96T88) でモノメチル化された UHRF1 に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、ドットブロット、ELISA で検証済み。DNAメチル化およびクロマチン研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MonoMethyl-UHRF1-K385 ウサギ pAb
備考/別名	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29128
GeneID	29128
免疫原	合成ペプチド ヒト UHRF1 (NP_001041666.1) の K385 周辺の合成モノメチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T88
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ