


Morf4L1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ubu8

商品番号: CM0026940



前書き

MORF4L1 (MRG15)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を確認済み（WB、ELISAで検証済み）。クロマチン調節およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MORF4L1 Rabbit pAb
備考/別名	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
種	ヒト
GeneID	10933
免疫原	ヒトMORF4L1 (NP_006782.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBU8
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋