

マウス抗ヒトCd11B モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P11215

商品番号: CM0012060



前書き

で標識された、フローサイトメトリー用に検証済みのマウス抗ヒトCD11bモノクローナル抗体。自然免疫における白血球接着受容体であるインテグリン α -M (ITGAM) を標的とします。ヒト試料に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD11b mAb
備考/別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
GeneID	3684
免疫原	ヒトCD11b由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
輸送	保冷バッグ