

マウス抗ヒトCD11B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P11215

商品番号: CM0011932



前書き

で標識された、ヒトCD11b（インテグリン α -M）を標的とするマウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途に適し、ヒトと交差反応性あり。単球/マクロファージの接着や食作用に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD11b mAb
備考/別名	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
種	ヒト
遺伝子ID	3684
免疫原	ヒトCD11b由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P11215
タンパク質分子量	127kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）