

マウス抗ヒトCd11C モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20702

商品番号: CM0011473



前書き

ヒトCD11c（インテグリンα-X）を標的とするマウスモノクローナル抗体で、に結合しています。フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、単球および顆粒球の接着と炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	マウス抗ヒトCD11c mAb
備考/別名	CD11C; SLEB6
種	ヒト
GeneID	3687
免疫原	ヒトCD11cの組換えタンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20702
タンパク質分子量	128kDa
輸送	保冷バッグ