

マウス抗ヒト Cd15/Ssea-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P22083

商品番号: CM0009843

前書き

フローサイトメトリー用のヒト CD15/SSEA-1 を標的とする
標識マウスモノクローナル抗体。糖タンパク質上の Lewis X 糖鎖エпитープを認識し、幹細胞および骨髄系細胞の細胞表面マーカー発現の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒト CD15/SSEA-1 mAb
備考／別名	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2526
GeneID	2526
免疫原	ヒト CD15/SSEA-1 に由来する合成ペプチド。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59 kDa
配送	保冷バッグ