

マウス抗ヒトCd15/Ssea-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P22083

商品番号: CM0009496

前書き

フローサイトメトリー解析用の、ヒトCD15/SSEA-1（FUT4）を標的とする標識マウスモノクローナル抗体。ヒト検体で検証済み。白血球生物学および幹細胞研究において重要なルイスX抗原を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD15/SSEA-1 mAb
備考/別名	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
種	ヒト
遺伝子ID	2526
免疫原	ヒトCD15/SSEA-1由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ