


フローサイトメトリー用マウス抗ヒトCD1aモノクローナル抗体 - P06126

商品番号: CM0010103



前書き

ヒトCD1aを標的とする結合マウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証済みです。免疫学研究における胸腺細胞、ランゲルハンス細胞、樹状細胞上のCD1a検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD1a mAb
備考／別名	R4 ; T6 ; CD1 ; FCB6 ; HTA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	909
GeneID	909
免疫原	合成ペプチド ヒトCD1a由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06126
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ