

フローサイトメトリーおよびIn Vitro

T細胞刺激用マウス抗ヒトCd3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0009312



前書き

ヒトCD3イプシロン鎖を標的とするマウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびin vitro T細胞刺激/活性化にて検証済み。ヒトCD3と反応。免疫学およびT細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E 抗原
種	ヒト
GeneID (ヒト)	916
GeneID	916
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC、in vitro T細胞刺激/活性化
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ