

フローサイトメトリー用 マウス抗ヒトCd3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0010517



前書き

フローサイトメトリー用標識マウス抗ヒトCD3モノクローナル抗体で、CD3イプシロン鎖(P07766)を標的としています。診断および研究分野において、Tリンパ球の信頼性の高い検出を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
免疫原	ヒトCD3組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷剤