

フローサイトメトリー用マウス抗ヒトCd56 (Ncam1) モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0011020



前書き

ヒトCD56 (NCAM1) に対するマウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫表現型分類、幹細胞研究、神経科学分野の用途に最適です。神経発生やウイルス侵入に関与する細胞接着分子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD56 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
検出対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4684
GeneID	4684
免疫原	ヒトCD56組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
発送方法	保冷剤