

マウス抗マウス/ラットCd90.1モノクローナル抗体（Fc用） - P01831

商品番号: CM0008298

前書き

フローサイトメトリー用、標識マウス抗マウス/ラットCD90.1 (Thy-1)

モノクローナル抗体。シナプス形成や細胞間相互作用に関与するGPIアンカー型膜糖タンパク質を検出します。マウスおよびラットを用いた神経科学・免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗マウス/ラットCD90.1 mAb
別名/別称	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	21838
免疫原	組換えマウス/ラットCD90.1タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01831
発送方法	保冷剤