


フローサイトメトリー用 マウス抗ウサギ IgG (Fc) モノクローナル抗体 - P01870

商品番号: CM0005162



前書き

ウサギ IgG Fc 領域を標的とする
標識マウスモノクローナル抗体
(P01870)。研究および診断用途におけるウサギ IgG
のフローサイトメトリー検出用にバリデート済み。ウ
サギ IgG 定常領域に特異的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギ IgG (Fc) モノクローナル抗体
種反応性	ウサギ
遺伝子ID (ヒト)	3500
免疫原	ウサギ IgG (Fc) (P01870) のアミノ酸 96-323 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ウサギ
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷剤