


マウス抗ウサギIgG (Fc) モノクローナル抗体 (Fc用途) - P01870

商品番号: CM0012485



前書き

ウサギIgG Fc領域（UniProt: P01870）を標的とする標識マウスモノクローナル抗体です。各種研究・診断応用におけるフローサイトメトリーによるウサギIgG検出に特化して検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgG (Fc) mAb
対象種	ウサギ
GeneID (ヒト)	3500
免疫原	ウサギIgG (Fc) (P01870)のアミノ酸96～323番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ウサギ
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋梱包