


マウス抗ウサギIgG (Fc) モノクローナル抗体 (Fc用) - P01870

商品番号: CM0004912



前書き

ウサギIgGのFc領域を標的とする高品質な標識マウスモノクローナル抗体 (SWISS P01870)。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫測定法および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgG (Fc) モノクローナル抗体
種	ウサギ
GeneID (ヒト)	3500
免疫原	ウサギIgG (Fc) (P01870) のアミノ酸96-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ウサギ
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ