


マウス抗ウサギIgG (Fc) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01870

商品番号: CM0010034



前書き

ウサギIgG Fc領域（UniProt P01870）を標的とする結合マウスモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに最適で、組換えタンパク質でバリデーションされた免疫原による特異的検出を保証します。イムノアッセイ開発向けの高品質製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgG (Fc) mAb
種	ウサギ
GeneID (ヒト)	3500
免疫原	ウサギIgG (Fc) (P01870) のアミノ酸96-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ウサギ
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ