


フローサイトメトリー用マウス抗ウサギIgG (Fc) モノクローナル抗体 - P01870

商品番号: CM0006837



前書き

ウサギIgG

Fc領域を標的とする高特異性結合マウスモノクローナル抗体（P01870）です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、免疫測定法や免疫蛍光を用いたアプリケーションでのウサギ免疫グロブリン検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgG (Fc) mAb
対象種	ウサギ
遺伝子ID (ヒト)	3500
免疫原	ウサギIgG (Fc) (P01870) のアミノ酸96-323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ウサギ
SWISS	P01870
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤