

マウス抗ウサギIgM (Fc) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P03988

商品番号: CM0010952

前書き

ウサギIgM

Fc領域に対するマウスモノクローナル抗体で、で標識されたフローサイトメトリー用試薬です。ウサギ免疫グロブリンミュー重鎖の定常領域（P03988）を標的とし、ウサギに特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgM (Fc) mAb
対象種	ウサギ
免疫原	ウサギIgM (Fc) (P03988) のアミノ酸107-458番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ウサギ
SWISS	P03988
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	保冷剤