

フローサイトメトリー用 マウス抗ウサギIgM (Fc) モノクローナル抗体 - P03988

商品番号: CM0006983

前書き

ウサギIgM

Fc領域特異的なマウスモノクローナル抗体（コンジュゲート）。組換え免疫原（アミノ酸107-458、P03988）。フローサイトメトリーで検証済み。診断アッセイ開発および研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ウサギIgM (Fc) mAb
種	ウサギ
免疫原	ウサギIgM (Fc) (P03988) のアミノ酸107-458に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ウサギ
SWISS	P03988
タンパク質分子量	52kDa
発送条件	保冷剤