

フローサイトメトリー用 マウス抗ウサギ IgM (Fc) モノクローナル抗体 - P03988

商品番号: CM0004833

前書き

ウサギ IgM Fc領域特異的なマウスモノクローナル標識抗体 (P03988)。フローサイトメトリーに適し、他種との交差反応性はありません。研究および診断アッセイにおけるウサギ免疫グロブリンの検出に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

属性	値
製品名	マウス抗ウサギ IgM (Fc) mAb
種	ウサギ
免疫原	ウサギ IgM (Fc) (P03988) のアミノ酸 107-458 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ウサギ
SWISS	P03988
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ