

マウス IgG 1 アイソタイプコントロール - フローサイトメトリー用アイソタイプコントロール

商品番号: CM0009180

前書き

マウス由来のマウス IgG 1
アイソタイプコントロールは、研究用途において非特異的結合を評価するための陰性対照として設計された、フローサイトメトリー（FC）用モノクローナル抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	マウス IgG 1 アイソタイプコントロール
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
配送	保冷バッグ