

マウス IgG1 アイソタイプコントロール - アイソタイプコントロール

商品番号: CM0009395

前書き

フローサイトメトリー用 マウス IgG1
アイソタイプコントロールモノクローナル抗体。マウス由来で、FCアッセイにおける非特異的結合を測定するために設計されており、正確なゲーティングとバックグラウンド評価を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス IgG1 アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
配送	保冷バッグ