

マウス IgG 1 アイソタイプコントロール - アイソタイプコントロール

商品番号: CM0009303

前書き

マウス IgG 1

アイソタイプコントロールは、フローサイトメトリー実験における陰性対照として使用するために結合されたモノクローナル抗体です。マウス由来であり、正確なゲーティングとバックグラウンド評価を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス IgG 1 アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
配送方法	アイスバッグ