

マウスIgG1 アイソタイプコントロール

商品番号: CM0005413

前書き

フローサイトメトリー（FC）用のモノクローナル抗体、マウスIgG1アイソタイプコントロールです。FCアッセイにおけるバックグラウンド染色の確立に最適で、組換え免疫原を用いてマウスより調製されています。氷袋で出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスIgG1 アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
発送方法	氷袋