

## マウス IgG 2A アイソタイプ コントロール -

商品番号: CM0011618

### 前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用のマウス IgG 2a アイソタイプコントロール。組換えタンパク質免疫原、マウスモノクローナル抗体。免疫蛍光研究におけるバックグラウンド染色と非特異的結合の評価に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                        |
|----------|--------------------------|
| 製品名      | マウス IgG 2a アイソタイプ コントロール |
| 免疫原      | 組換えタンパク質                 |
| ソース      | マウス                      |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                |
| アプリケーション | FC                       |
| 配送       | アイスバッグ                   |