

マウス IgG 2A アイソタイプ コントロール

商品番号: CM0012522

前書き

マウス IgG 2a アイソタイプ
コントロールは、マウス由来のモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）におけるアイソタイプコントロールとして使用するために設計されています。特異的結合と非特異的結合を区別し、正確な実験結果を保証します。氷袋で出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	マウス IgG 2a アイソタイプ コントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
配送方法	氷袋