

マウスIgg 2A アイソタイプコントロール - アイソタイプコントロール

商品番号: CM0010304

前書き

マウスIgG 2a
アイソタイプコントロールは、フローサイトメトリー（FC）のネガティブコントロールとして設計されたマウス由来のモノクローナル抗体です。研究アッセイにおける正確なゲーティングの確保とバックグラウンド染色の除去に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスIgG 2a アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
起源	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
発送方法	氷袋