

マウス IgG 2A アイソタイプコントロール

商品番号: CM0009392

前書き

マウス IgG 2a
アイソタイプコントロールは、フローサイトメトリー（FC）用途向けに設計されたモノクローナル抗体コンジュゲートです。マウス IgG 2a を用いたアッセイにおける非特異的結合およびバックグラウンド染色を評価するためのネガティブコントロールとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス IgG 2a アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
配送	保冷バッグ