

マウスIgG 2B アイソタイプコントロール抗体 - A25491

商品番号: CM0008090

前書き

フローサイトメトリー用のマウスモノクローナル標識IgG2b
アイソタイプコントロールです。マウスサンプルでの
検証が完了しており、本抗体は免疫測定法および診断
研究における非特異的結合の評価に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスIgG 2b アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
配送方法	保冷剤