

マウス IgG 2C アイソタイプ対照 - A26280

商品番号: CM0005551

前書き

フローサイトメトリー（FC）用結合マウスモノクローナルIgG2cアイソタイプ対照。非特異的結合およびバックグラウンドの評価に使用します。組換えタンパク質免疫原、マウス由来。氷便で発送。お使いのシステムで検証してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス IgG 2c アイソタイプ対照
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
配送方法	氷袋