

マウス IgG1 アイソタイプコントロール

商品番号: CM0011627

前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用の結合マウスIgG1アイソタイプコントロールモノクローナル抗体。マウスで作製され、免疫原は組換えタンパク質です。IVD研究およびアッセイ開発におけるバックグラウンド染色レベルの設定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス IgG1 アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
配送	氷袋