

マウスLins1 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Lins1

商品番号: CM0016913

前書き

マウスLINS1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットサンプル中の内因性LINS1を検出。55 kDaおよび85 kDaでのバンドを予測。神経学および発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LINS1 Rabbit pAb
備考/別名	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
種	マウス
ヒト遺伝子ID	55180
遺伝子ID	72635
免疫原	マウスLINS1（NP_690028.2）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
タンパク質分子量	55kDa/85kDa
発送	保冷バッグ