

フローサイトメトリー用 マウスT細胞パネル モノクローナル抗体 - Mouse T Cells Panel

商品番号: CM0004460

前書き

マウスT細胞パネル

モノクローナル抗体は、フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けに設計され、特にマウスT細胞を標的としています。本製品は、マウスT細胞サブセットの免疫表現型解析および研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	マウスT細胞パネル
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	マウス
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）