

フローサイトメトリー用マウスTregパネルモノクローナル抗体 - Mouse Treg Panel

商品番号: CM0012180

前書き

フローサイトメトリー用の高品質なウサギ由来マウスTregパネルモノクローナル抗体。マウス制御性T細胞（Treg）の検出と分析に最適です。CamelBioの信頼できるIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ		仕様	
製品名		Mouse Treg Panel	
起源		ウサギ	
カテゴリ		モノクローナル抗体	
アプリケーション		FC	
交差反応性		マウス	
配送		氷袋	