

フローサイトメトリー用マウスTregパネルモノクローナル抗体（ウサギ） - マウスTregパネル

商品番号: CM0008509

前書き

マウスTregパネルモノクローナル抗体（ウサギ）は、マウス制御性T細胞のフローサイトメトリー（FC）解析専用の試薬です。免疫学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスTregパネル
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
配送方法	保冷剤