

マウス Ubn2 ウサギポリクローナル抗体 - Ubn2

商品番号: CM0016970

前書き

マウスUBN2（NP_796159.3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、アミノ酸1-100内の合成ペプチドに対して作製されました。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトUBN2との交差反応性が報告されています。予測分子量は130～141 kDaの範囲です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBN2 ウサギ pAb
備考/別名	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	254048
遺伝子ID (マウス)	320538
免疫原	マウスUBN2（NP_796159.3）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
タンパク質分子量	130kDa/131kDa/141kDa
発送	保冷バッグ