

マウスWdr33ウサギポリクローナル抗体 - Wdr33

商品番号: CM0012912

前書き

マウスWDR33を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびラットのWDR33と交差反応し、30、38、145 kDaのアイソフォームを検出します。タンパク質研究および診断法開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WDR33ウサギpAb
備考/別名	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	55339
遺伝子ID	74320
免疫原	マウスWDR33のアミノ酸1〜208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001164437.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
タンパク質分子量	30kDa/38kDa/145kDa
輸送	保冷バッグ