


Mpc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q9Y5U8

商品番号: CM0023902



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有し、WB、IP、ELISAで検証済みのMPC1ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアピルビン酸輸送体1を標的とし、ピルビン酸の取り込みを媒介し、細胞代謝に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPC1 Rabbit pAb
備考/別名	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51660
遺伝子ID	51660
免疫原	合成ペプチド ヒトMPC1 (NP_057182.1) のアミノ酸50-109内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5U8
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋