

Mphosph6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99547

商品番号: CM0014413



前書き

ヒトMPHOSPH6

(MPP6)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMPHOSPH6を認識します。RNAエキソソーム機能およびrRNAプロセシングの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MPHOSPH6 ウサギ pAb
備考/別名	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10200
GeneID	10200
免疫原	ヒトMPHOSPH6 (NP_005783.2) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99547
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ