


Mr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q95460

商品番号: CM0030714



前書き

ヒトMR1（Q95460）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。MAIT細胞およびがん免疫監視研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MR1 ウサギ pAb
備考/別名	HLALS; MR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3140
GeneID	3140
免疫原	ヒトMR1（NP_001522.1）のアミノ酸23-291に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q95460
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ