


Mrpl1 ウサギ Pab - Q9Byd6

商品番号: CM0024917



前書き

ヒトMRPL1 (L1mt, MRP-L1)

を標的とするウェスタンブロットおよびELISA用ポリクローナル抗体。ミトコンドリアの39Sリボソームタンパク質L1を検出し、ヒトおよびラットとの交差反応性を示します。ミトコンドリア翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL1 ウサギ pAb
備考/別名	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65008
GeneID	65008
免疫原	ヒトMRPL1 (NP_064621.3) のアミノ酸51-325に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BYD6
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ